


抗Rac Gtpase活性化タンパク質1（Rgap1）ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9H0H5

商品番号: CM0027125



前書き

ヒトRGAP1（Rac GTPase活性化タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのRGAP1を検出し、予測分子量は71 kDaです。細胞周期および細胞質分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RGAP1 ウサギ pAb
備考 / 別名	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29127
遺伝子ID	29127
免疫原	ヒトRGAP1 (NP_001119576.1) のアミノ酸353～632番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0H5
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	氷袋梱包