


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rac1/2/3ウサギモノクローナル抗体 - P63000 / P15153 / P60763

商品番号: CM0010315



前書き

Rac1/2/3に対する高親和性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのRacタンパク質と交差反応します。ヒトRAC1 N末端領域（P63000）に基づく組換え免疫原を使用しています。GTPaseシグナル伝達および細胞遊走の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	Rac1/2/3ウサギmAb
備考／別名	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5879
GeneID	5879/5880/5881
免疫原	組換えタンパク質：ヒトRAC1（P63000）のアミノ酸1～189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63000/P15153/P60763
タンパク質分子量	21kDa
輸送条件	保冷バッグ