


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Rac1/2/3 ウサギポリクローナル抗体 - P63000 / P15153 / P60763

商品番号: CM0028674



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-Rac1/2/3ウサギポリクローナル抗体。標的：Rac1、Rac2、Rac3 (P63000/P15153/P60763)。細胞移動および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rac1/2/3 Rabbit pAb
備考/別名	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5879/ 5880/ 5881
免疫原	ヒトRac1/2/3 (NP_008839.2) のアミノ酸1-192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63000/P15153/P60763
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ