

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rac2ウサギポリクローナル抗体 - P15153

商品番号: CM0015565



前書き

ヒトRAC2（p21-Rac2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。造血細胞中の内在性RAC2を検出し、NADPHオキシダーゼ、貪食、GTPアーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAC2ウサギpAb
備考／別名	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5880
GeneID	5880
免疫原	ヒトRAC2（NP_002863.1）のアミノ酸1～192内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15153
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ