


抗Rac3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P60763

商品番号: CM0026539



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用RAC3ウサギポリクローナル抗体（PAb）。ヒトおよびマウスのサンプルで検証済み。細胞伸展およびアクチンダイナミクスに関与する低分子量GTPase RAC3を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAC3 ウサギpAb
備考/別名	RAC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5881
遺伝子ID	5881
免疫原	ヒトRAC3の1-192アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005043.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P60763
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスバッグ