

WbおよびElisa用Anti-Rack1モノクローナル抗体 - P63244

商品番号: CM0010972



前書き

ヒトRACK1 (P63244)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳、シグナル伝達、および細胞周期の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RACK1 Rabbit mAb
備考/別名	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10399
遺伝子ID	10399
免疫原	ヒトRACK1 (P63244) のアミノ酸220-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63244
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ