

抗Rack1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P63244

商品番号: CM0019032



前書き

ヒトRACK1（GNB2L1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達、翻訳、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RACK1 Rabbit pAb
別名	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10399
遺伝子ID	10399
免疫原	ヒトRACK1（NP_006089.1）のアミノ酸30～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63244
タンパク質分子量	35 kDa
輸送方法	氷袋