


Anti-Rad17 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - O75943

商品番号: CM0027752



前書き

Anti-RAD17

ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済みです。ヒトRAD17（DNA損傷応答に関与する細胞周期チェックポイントタンパク質）を認識します。がん研究およびDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD17 ウサギ pAb
備考/別名	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5884
GeneID	5884
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAD17 (NP_002864.1) のアミノ酸391-670に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75943
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスパック