


WbおよびElisa用抗Rad18モノクローナル抗体 - Q9Ns91

商品番号: CM0004112



前書き

WBおよびELISA用途向けに開発された、Rad18を標的とする高品質ウサギ由来モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。複製後修復やDNA損傷の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad18 ウサギmAb
別名	RNF73; Rad18
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	56852
GeneID	56852
免疫原	ヒトRad18 (Q9NS91) のアミノ酸1~100番以内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NS91
タンパク質分子量	56 kDa
輸送方法	保冷剤