


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Rad18ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ns91

商品番号: CM0027121



前書き

CamelBioは、ヒトRAD18 (RNF73) E3ユビキチン-タンパク質リガーゼを標的とした、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗RAD18ウサギポリクローナル抗体を提供します。複製後修復およびDNA損傷研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Rad18ウサギpAb
備考/別名	RNF73; Rad18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56852
免疫原	ヒトRad18 (NP_064550.3)のアミノ酸216-495に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9NS91
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ