

抗Rad21ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa、Chip、Chip-Seq用） - O60216

商品番号: CM0002297



前書き

ヒトRad21を対象とした組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、ELISA、ChIP、ChIP-seqでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示します。コヒーシン、細胞周期、遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad21 ウサギmAb
備考/別名	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
種	ヒト
GeneID	5885
免疫原	ヒトRad21（O60216）のアミノ酸532～631領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA、ChIP、ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60216
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	保冷剤