

## 抗Rad21ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用）- O60216

商品番号: CM0022492



### 前書き

ヒトRad21（SCC1コヘシンサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン生物学、細胞周期、DNA修復の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | Rad21 Rabbit pAb                                         |
| 別名         | MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21 |
| 対象種        | ヒト                                                       |
| GeneID（ヒト） | 5885                                                     |
| GeneID     | 5885                                                     |
| 免疫原        | ヒトRad21（NP_006256.1）のアミノ酸281～420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質    |
| 起源         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS      | O60216                                                   |
| タンパク質分子量   | 72kDa                                                    |
| 輸送方法       | アイスバッグ                                                   |