

Wb、If/Icc、Elisa用抗Rad23Aモノクローナル抗体 - P54725

商品番号: CM0008889



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのRad23AウサギmAb。ヒトおよびマウスのRad23A（HR23A）を認識します。DNA修復、ヒストン脱メチル化、プロテアソーム分解研究用の研究グレードIVD原材料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad23AウサギmAb
備考／別名	HR23A ; HHR23A ; Rad23A
種	ヒト
遺伝子ID	5886
免疫原	合成ペプチド ヒトRad23A（P54725）のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54725
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ