


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Rad23B ポリクローナル抗体 - P54727

商品番号: CM0016451



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのRad23Bウサギポリクローナル抗体。DNA修復とヒストン脱メチル化の重要な因子である43kDaのRad23Bタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad23B ウサギ pAb
備考/別名	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
種	ヒト
遺伝子ID	5887
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54727
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ