

Wb、Elisa用抗Rad50ウサギモノクローナル抗体 - Q92878

商品番号: CM0008155



前書き

ヒトRAD50を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットのRAD50とも交差反応します。DNA修復およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad50ウサギmAb
備考／別名	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
生物種	ヒト
遺伝子ID	10111
免疫原	合成ペプチド（ヒトRad50のaa 1200-1300、Q92878）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92878
タンパク質分子量	154kDa
輸送	保冷バッグ