

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Rad50 ウサギポリクローナル抗体 - Q92878

商品番号: CM0026386



前書き

ヒトRAD50に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。ゲノム安定性とがん研究に不可欠なMRN複合体の重要なDNA修復タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad50 ウサギ pAb
備考/別名	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10111
GeneID	10111
免疫原	ヒトRad50 (NP_005723.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92878
タンパク質分子量	154kDa
輸送	保冷バッグ