

ウエスタンブロット、Elisa、Chip用 抗Rad51ウサギモノクローナル抗体 - Q06609

商品番号: CM0009998



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、DNA修復タンパク質RAD51相同体1を標的とします。WB、ELISA、ChIPアプリケーションで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応するため、腫瘍学およびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad51ウサギmAb
備考/別名	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5888
GeneID	5888
免疫原	合成ペプチド ヒトRad51 (Q06609)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA, ChIP
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06609
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ