

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Rad51 ウサギ モノクローナル抗体 - Q06609

商品番号: CM0008452



前書き

ヒトRAD51を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。DNA修復、相同組換え、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD51 ウサギ mAb
備考/別名	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
種	ヒト
遺伝子ID	5888
免疫原	ヒトRad51 (NP_002866.2) のアミノ酸1-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06609
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ