

Wb・Elisa用抗Rad51Bポリクローナル抗体 - O15315

商品番号: CM0025556



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗RAD51Bポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。RAD51Bは相同組換えに参与するDNA修復タンパク質であり、DNA損傷および癌研究に最適な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD51B ウサギpAb
備考／別名	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5890
GeneID	5890
免疫原	ヒトRAD51B (NP_598193.2) のアミノ酸1〜384に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15315
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤