

Anti-Rad51C ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43502

商品番号: CM0029197



前書き

ヒトRAD51Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。約42

kDaのタンパク質を検出し、ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA修復および組換え研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD51C Rabbit pAb
備考/別名	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5889
遺伝子ID	5889
免疫原	ヒトRAD51C (NP_002867.1) のアミノ酸1-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43502
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスパック