

抗Rad51D ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - O75771

商品番号: CM0030176



前書き

ウエスタンブロット（Western blot）およびELISA用途向けの抗Rad51D ウサギポリクローナル抗体です。相同組換え修復に関与するDNA修復タンパク質RAD51ホモログ4を標的とし、ヒト検体での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad51D ウサギ pAb
備考・別名	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5892
免疫原	ヒトRad51D（NP_002869.3）のアミノ酸1～328番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75771
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷剤