


Anti-Rad52ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P43351

商品番号: CM0027761



前書き

ヒトRAD52を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのRAD52を検出します。DNA修復および組換え研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rad52 Rabbit pAb
備考/別名	RAD52; Rad52
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5893
免疫原	ヒトRad52 (NP_602296.2) のアミノ酸125-418に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43351
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋