

Wb、Ip、Elisa用 Anti-Rad54B ポリクローナル抗体 - Q9Y620

商品番号: CM0022852

前書き

ヒトRAD54B (103 kDa、SWISS: Q9Y620) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAアプリケーションに使用できます。マウスと交差反応性があります。DNA修復および相同組換え研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD54B ウサギ pAb
備考/別名	RDH54; RAD54B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25788
免疫原	ヒトRAD54B (NP_036547.1) のアミノ酸781-910に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y620
タンパク質分子量	103kDa
配送	保冷バッグ