

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rad54L2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4B4

商品番号: CM0017143

前書き

ヒトRAD54L2（ARIP4）に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。アンドロゲン受容体の転写に参与するヘリカーゼであるヒトおよびラットRAD54L2と反応します。癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD54L2 Rabbit pAb
別名	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23132
遺伝子ID	23132
免疫原	ヒトRAD54L2 (NP_055921.2) のアミノ酸1178〜1467番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y4B4
タンパク質分子量	163kDa
輸送方法	保冷剤