


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rad9Aポリクローナル抗体 - Q99638

商品番号: CM0021218



前書き

ヒトRAD9Aに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびラットと反応します。DNA修復および細胞周期チェックポイント研究に適しています。SWISS: Q99638。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD9AウサギpAb
備考／別名	RAD9；RAD9A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5883
GeneID	5883
免疫原	ヒトRAD9A（NP_004575.1）のアミノ酸162～391に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99638
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ