

WbおよびElisa用抗Radixinポリクローナル抗体 - P35241

商品番号: CM0018173



前書き

WBおよびELISAアプリケーション向け高品質ウサギ由来抗Radixinポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRadixinを検出します。アクチン細胞骨格ダイナミクスや膜-細胞骨格連結の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Radixin Rabbit pAb
備考・別名	DFNB24; Radixin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5962
GeneID	5962
免疫原	ヒトRadixin (NP_002897.1) のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35241
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤