

抗Radixinウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35241

商品番号: CM0002421



前書き

69kDaタンパク質を標的とする抗Radixinウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、アクチン-膜連結および難聴の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Radixin ウサギmAb
別名	DFNB24; Radixin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5962
遺伝子ID	5962
免疫原	合成ペプチド (ヒトRadixinのアミノ酸350-450番領域)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35241
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋梱包