


Anti-Rae1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P78406

商品番号: CM0030966



前書き

ヒトRAE1（mRNAエクスポート因子）を標的とする Anti-RAE1 Rabbit Polyclonal Antibody。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。組換えタンパク質免疫原（1-368 aa）。41kDa。核細胞質輸送および分裂期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAE1 Rabbit pAb
備考/別名	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8480
遺伝子ID	8480
免疫原	ヒトRAE1 (NP_003601.1) のアミノ酸1-368に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P78406
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ