

Wb、Elisa用 抗Raf1 ウサギモノクローナル抗体 - P04049

商品番号: CM0003525



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質な抗Raf1 ウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。Raf1を介したMAPKシグナル伝達経路と細胞運命制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Raf1 Rabbit mAb
別名	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
対象種	ヒト
GeneID	5894
免疫原	ヒトRaf1 (P04049) のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04049
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋