

Wb、Elisa用抗Rag1ウサギポリクローナル抗体 - P15918

商品番号: CM0013951

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトRAG1（V(D)J組換え活性化タンパク質1、RNF74としても知られる）を標的とします。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みで、マウスと交差反応し、約119 kDaのタンパク質を検出します。リンパ球の発生、免疫不全疾患、V(D)J組換え機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAG1ウサギpAb
備考／別名	RAG-1; RNF74; RAG1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5896
遺伝子ID	5896
免疫原	ヒトRAG1（NP_000439.1）のアミノ酸1～270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P15918
タンパク質分子量	119kDa
配送	保冷バッグ