


Wb、Elisa用抗Rag2ウサギポリクローナル抗体 - P55895

商品番号: CM0016671



前書き

重要なV(D)J組換えタンパク質であるヒトRAG2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。リンパ球発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAG2 ウサギ pAb
備考/別名	RAG-2; RAG2
種	ヒト
GeneID	5897
免疫原	ヒトRAG2のアミノ酸258-527に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001230715.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P55895
タンパク質重量	59kDa
配送	保冷バッグ