

WbおよびElisa用Anti-Rai14ウサギポリクローナル抗体 - Q9P0K7

商品番号: CM0017053

前書き

ヒトankyrin関連コルビン（RAI14）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。生殖生物学およびアクチン制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAI14ウサギpAb
備考／別名	RAI13、NORPEG、RAI14
種	ヒト
GeneID	26064
免疫原	ヒトRAI14（NP_056392.2）のアミノ酸300～600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9P0K7
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ