

Wb、Elisa用抗Raidd/Craddウサギモノクローナル抗体 - P78560

商品番号: CM0010905



前書き

ヒトRAIDD/CRADDに対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アポトーシスおよびTNFR-1シグナル伝達経路の研究に適しています。ヒトCRADD（23 kDa）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAIDD/CRADD ウサギmAb
備考／別名	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8738
GeneID	8738
免疫原	合成ペプチド ヒトRAIDD/CRADD（NP_003796.1）のアミノ酸100～199内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78560
タンパク質分子量	23 kDa
輸送条件	保冷バッグ