

Anti-Raidd/Cradd ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P78560

商品番号: CM0004846



前書き

ヒト RAIDD/CRADD (P78560)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA

で検証済み。ラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAIDD/CRADD ウサギ mAb
備考/別名	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8738
遺伝子ID	8738
免疫原	合成ペプチド ヒト CRADD (P78560) のアミノ酸 70-150 内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P78560
タンパク質分子量	23 kDa
配送	アイスバッグ