

Wb、Elisa用抗Raidd/Craddウサギポリクローナル抗体 - P78560

商品番号: CM0015603



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトRAIDD/CRADDウサギポリクローナル抗体。23

kDaのアポトーシスアダプタータンパク質であるヒトおよびマウスRAIDD (SWISS

P78560) を認識します。アポトーシスおよび細胞死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	RAIDD/CRADDウサギpAb
備考/別名	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8738
GeneID	8738
免疫原	ヒトRAIDD/CRADD (NP_003796.1) のアミノ酸1~199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78560
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ