


WbおよびElisa用抗Ralaウサギポリクローナル抗体 - P11233

商品番号: CM0017130



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの抗RALAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRALA（24 kDa）を検出します。GTPaseシグナル伝達、細胞遊走、がん遺伝子性形質転換の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALA Rabbit pAb
備考／別名	RAL; HINCONS; RALA
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5898
GeneID	5898
免疫原	ヒトRALA（NP_005393.2）のアミノ酸1～206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11233
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ