

Anti-Ralbポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P11234

商品番号: CM0030698



前書き

ヒトRALB（Ras関連タンパク質Ral-B）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。GTPaseシグナル伝達、エキソサイトーシス、アポトーシス、および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RALB Rabbit pAb
備考/エイリアス	RALB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5899
GeneID	5899
免疫原	ヒトRALB (NP_002872.1) のアミノ酸1-206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11234
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋