

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ralbp1 モノクローナル抗体 - Q15311

商品番号: CM0012432



前書き

ヒトRALBP1 (RLIP76)
に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。Ralシグナル伝達および輸送研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALBP1 ウサギ mAb
備考/別名	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10928
GeneID	10928
免疫原	合成ペプチド：ヒトRALBP1 (Q15311) のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15311
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ