

Anti-Ralbp1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb And Elisa - Q15311

商品番号: CM0015083



前書き

RalA結合タンパク質1（RALBP1、別名RLIP76）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。Ralシグナル伝達、エンドサイトーシス、ミトコンドリア分裂、および薬剤耐性メカニズムの調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] RALBP1 Rabbit pAb
備考/別名	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10928
遺伝子ID	10928
免疫原	ヒトRALBP1 (NP_006779.1) のアミノ酸396-655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q15311
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋