

抗Ralgdsウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）- Q12967

商品番号: CM0021833



前書き

ヒトRALGDS（RalGEF）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。Ras/Ralシグナル伝達および細菌排除の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALGDS ウサギpAb
備考/別名	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5900
遺伝子ID	5900
免疫原	ヒトRALGDSの771-902アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_001258705)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12967
タンパク質重量	101kDa
配送	アイスバッグ