


WbおよびElisa用抗Ralgps1ウサギポリクローナル抗体 - Q5Js13

商品番号: CM0013669



前書き

ヒトRALGPS1 (RALGEF2) を標的とする、ウエスタンブロットおよびELISA用のウサギポリクローナル抗体。RALA

GTPアーゼシグナル伝達、細胞骨格動態、膜輸送の研究に適しています。62

kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALGPS1 ウサギpAb
備考/別名	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9649
遺伝子ID	9649
免疫原	ヒトRALGPS1 (NP_055451.1) のアミノ酸1~300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5JS13
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ