


抗Ralyウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ukm9

商品番号: CM0013628



前書き

RALYウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性RALYタンパク質を検出します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。RALYは、コレステロール生合成およびmRNAプロセッシングに参与するRNA結合タンパク質です。UniProt Q9UKM9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALYウサギpAb
備考/別名	P542; HNRPCL2; RALY
種	ヒト
GeneID（ヒト）	22913
GeneID	22913
免疫原	ヒトRALY（NP_057951.1）のアミノ酸96-306に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKM9
タンパク質分子量	32kDa
輸送	アイスパック