

ウサギ抗Ramp2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O60895

商品番号: CM0029250



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギ抗RAMP2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRAMP2を検出。受容体複合体研究や組織局在解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAMP2 ウサギ pAb
備考/別名	RAMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10266
GeneID	10266
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAMP2 (NP_005845.2) のアミノ酸1-145に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60895
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ