

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Ramp3 ウサギポリクローナル抗体 - O60896

商品番号: CM0029999



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みのRAMP3ウサギポリクローナル抗体。アドレノメデュリンおよびアミリン受容体シグナル伝達における受容体活性修飾タンパク質3の関与を調べます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAMP3 ウサギ pAb
備考/別名	RAMP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10268
遺伝子ID	10268
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトRAMP3 (NP_005847.1) のアミノ酸1-118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60896
タンパク質分子量	17kDa
配送	保冷バッグ