

Wb、Elisa用抗Ranウサギモノクローナル抗体 - P62826

商品番号: CM0009324



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のウサギモノクローナル抗Ran抗体。ヒト、マウス、ラットのRan（24 kDa）を検出します。核細胞質輸送および分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ran Rabbit mAb
備考/別名	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5901
GeneID	5901
免疫原	合成ペプチド：ヒトRan（P62826）のアミノ酸117-216内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62826
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスパック