


抗Ranウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62826

商品番号: CM0014931



前書き

ヒトRan（GTP結合核タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核質輸送と有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ran Rabbit pAb
別名	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5901
GeneID	5901
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRan（NP_006316.1）のアミノ酸1-216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62826
タンパク質分子量	24 kDa
配送方法	保冷剤