

Wb、Elisa用 Anti-Ranbp1 ポリクローナル抗体 - P43487

商品番号: CM0020546



前書き

ヒトRANBP1 (RanBP1/HTF9A)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。核細胞質輸送および有糸分裂研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RANBP1 ウサギ pAb
備考/別名	HTF9A; RANBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5902
GeneID	5902
免疫原	合成ペプチド: ヒトRANBP1 (NP_002873.1) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43487
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ