

## WbおよびElisa用Anti-Ranbp10ラビットポリクローナル抗体 - Q6Vn20

商品番号: CM0019114

### 前書き

ヒトRANBP10を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。CTLH E3ユビキチンリガーゼ機能、Ran GTPaseシグナル伝達、および血小板生物学の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | RANBP10 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | RANBP10                                                  |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 57610                                                    |
| GeneID      | 57610                                                    |
| 免疫原         | ヒトRANBP10 (NP_065901.1) のアミノ酸362-497に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ラビット                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト, マウス                                                  |
| SWISS       | Q6VN20                                                   |
| タンパク質分子量    | 67kDa                                                    |
| 配送          | アイスパック                                                   |