


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ranbp2 ポリクローナル抗体 - P49792

商品番号: CM0023894



前書き

ヒトRANBP2（NUP358）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。核質間輸送およびSUMO化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	RANBP2 ウサギ pAb
備考/別名	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5903
遺伝子ID	5903
免疫原	組換えタンパク質（ヒトRANBP2（NP_006258.3）のアミノ酸2900-3050に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P49792
タンパク質分子量	358kDa
輸送	保冷バッグ