

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ranbp9ウサギモノクローナル抗体 - Q96S59

商品番号: CM0003791



### 前書き

ヒトRanBP9（BPM-L/RanBPM）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ユビキチン化、シグナル伝達、細胞接着に関する研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | RanBP9 ウサギ mAb                                |
| 備考/別名      | BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9          |
| 種          | ヒト                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10048                                         |
| 遺伝子ID      | 10048                                         |
| 免疫原        | ヒトRanBP9 (Q96S59) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来         | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                     |
| 適用         | WB、IHC-P、ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS      | Q96S59                                        |
| タンパク質分子量   | 78kDa                                         |
| 配送         | 保冷バッグ                                         |